



## 稳定高效的超乳功能

### 1.OZIL 扭动超声

减少产热的基础上，高效超乳。

### 2.IP 智能能量控制

提高跟随性，打击核块效率更高。

### 3.Autosert 人工晶体自动推注系统

一步式精准植入人工晶体，减少切口牵拉，改善患者术后视觉质量

## 内置 PUREPOINT®激光系统

1.Constellation® 整合了 Purepoint 532nm 激光，所有的激光操作都在 Constellation®上完成，实现无缝连接操作

2.激光采用二级泵浦固体激光发射器，输出功率稳定可靠

3.双激光输出口，方便带照明功能的不同附件交替使用

4.带有射频识别功能的接口(RFID)，自动识别接入设备

**Constellation®独特的优势真正实现效率与安全的统一**

1.稳定的眼内压控制

2.双气路高切速玻切头

3.可控开合比

CVS 实时监测眼内压 (IOP)，保证眼内实际压力稳定在设置值 $\pm 2\text{mmHg}$  以内

CVS 能够在 1-3 秒内缓解切割、吸引引起的眼压波动  
灌注液即将用尽时会自动报警，更换灌注液时无需中断手术

带自闭阀的穿刺套管，可减少更换器械时的眼压波动，有效眼压保持稳定

高切速减少抽吸时对视网膜扰动，“小口吃”更安全，低阻力，抽吸更快速 ULTRAVIT® 家族提供最高 10000CPM 切割速率

双气路操控，可控开合比，操控更自由在更高的切速下实现了更高的效率低切速下实现了低扰动除了负压以外，给医生提供了另外一种控制液流的方式

